


FICHE PRODUIT

Pochette pour le transport d'échantillons biologiques

Référence : SOC-POCHISOL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pochette pour le transport d'échantillons biologiques. Les pochettes isolantes et anti-choc sont utilisées pour le transport d'échantillons biologiques ou de petit matériel et peuvent contenir un mini pack froid. (FREEZPACKMINI); Couleur: bleu; Dimensions: 255 x 185 x 40 mm.

Vendu à l'unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sac-de-transport-antichoc-minibag/2246-pochette-isolante-et-anti-choc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com