


FICHE PRODUIT



Aiguille VENOJECT KIMA standard à vis - 25 x 0,7 mm - 22 g

Référence : TER-MN2225M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Autres caractéristiques de l' Aiguille VENOJECT TERUMO standard à vis - 25 x 0,7 mm - 22 G:

- Biseau effilé, minimisant l'altération des tissus et la libération de thromboplastine.
- Concept unique du triple biseau qui pénètre le tissu avec une incision qui minimise le traumatisme.
- Equipée d'un "manchon" qui réduit le risque de contamination en obturant l'orifice distal de l'aiguille à chaque changement de tube.
- Paroi Ultra-mince qui permet un débit sanguin accru, grâce à un diamètre interne plus grand.
- Conditionnée dans un protecteur rigide tubulaire, muni d'une étiquette bague d'inviolabilité avec numéro de lot et date de péremption.
- Fiable et confortable.

Conditionnement de vente : boîte de 100 aiguilles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-prelevement-multi/2249-aiguille-venoject-terumo-standard-a-vis-25-x-0-7mm-22-g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com