

FICHE PRODUIT

Poche à urine pédiatrique à usage unique

Référence : SOC-CUS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La **poche à urine pédiatrique** est spécialement conçue pour le **recueil d'échantillons urinaires** chez les nourrissons et les jeunes enfants, sans risque d'irritation cutanée ni fuite. Grâce à son **adhésif hypoallergénique**, elle adhère délicatement à la peau sensible tout en assurant une étanchéité parfaite.

Sa **ouverture anatomique** facilite la mise en place, que ce soit pour les filles ou les garçons, et réduit les manipulations. La poche est **graduée**, permettant une lecture précise du volume recueilli, et dispose d'un **système de fermeture sécurisé** pour un transport hygiénique vers le laboratoire.

Elle constitue une solution idéale pour les services pédiatriques, cabinets médicaux, maternités et laboratoires d'analyse médicale.

Caractéristiques principales :

- **Usage** : recueil d'urines chez le nourrisson et l'enfant
- **Stérile**
- **Adhésif hypoallergénique** pour peau sensible
- **Ouverture adaptée** aux anatomies garçon/fille

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Graduation claire** pour lecture du volume
- **Capacité** : environ 100 ml selon modèle
- **Fermeture sécurisée** (clip ou adhésif intégré)
- **Sans latex**

Avantages :

- Pose simple, rapide et confortable
 - Aucune irritation ni marque sur la peau
 - Réduit les risques de contamination de l'échantillon
 - Compatible avec les protocoles de prélèvement en pédiatrie
 - Hygiénique et facile à transporter
- Conditionnement minimum de vente: 1 boîte de 100 sachets.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-urinaires/225-collecteur-d-urine-pour-nourrissons-a-usage-unique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com