

FICHE PRODUIT

Seringue terumo 3 pcs, 1 ml tuberculine avec aiguille 26 g-12 x 0,45 mm

Référence : TER-BS01T2613

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringue TERUMO 03 pièces 1ML Tuberculine au 100° avec aiguille 26G-12x0,45mm

Type d'embout LUER centré

Autres caractéristiques :

- Seringue stérile par oxyde d'éthylène, apyrogènes.
- Sécurité et biocompatibilité : Le joint fabriqué à partir d'un élastomère synthétique inerte garanti sans latex minimise les risques d'interaction avec le produit injecté.
- Polypropylène médical évite tout risque d'allergie liée au latex.
- Avantage visuel : Cette seringue offre une transparence exceptionnelle et possède des graduations très lisibles.
- Possède un joint à double anneau de contact qui garantit une étanchéité totale et facilite la mobilité du piston dans le corps de la seringue.
- Conditionnée sous emballage unitaire pelable avec numéro de lot et date de péremption.
- Conditionnement : carton de 18 boîtes de 100 pièces.
- Condition minimum de vente : 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-terumo/2255-seringue-terumo-3pcs-1ml-tuberculine-avec-aiguille-26g-12x0-45mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com