

**FICHE PRODUIT**



## Seringue terumo 03 pièces 2,5 ml, Luer avec aiguille 21 g- 40 x 0,8 mm

Référence : TER-SS02S2138

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Seringue TERUMO 03 pièces 2,5ML Luer avec aiguille 21G - 40x0,8mm.

- Type d'embout LUER centré.

#### Autres caractéristiques :

- Seringue stérile par oxyde d'éthylène, apyrogènes.
- Sécurité et biocompatibilité : Le joint fabriqué à partir d'un élastomère synthétique inerte garanti sans latex minimise les risques d'interaction avec le produit injecté.
- Polypropylène médical évite tout risque d'allergie liée au latex.
- Avantage visuel : Cette seringue offre une transparence exceptionnelle et possède des graduations très lisibles.
- Possède un joint à double anneau de contact qui garantit une étanchéité totale et facilite la mobilité du piston dans le corps de la seringue.
- Conditionnée sous emballage unitaire pelable avec numéro de lot et date de péremption.
- Conditionnement : carton de 6 boîtes de 100 pièces.
- Condition minimum de vente : 100 pièces.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-terumo/2256-seringue-terumo-03-pieces-2-5ml-luer-avec-aiguille-21g-40x0-8mm.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com