

FICHE PRODUIT



Seringue terumo 03 pièces 5 ml, Luer avec aiguille 21 g - 40 x 0,8 mm

Référence : TER-SS05S2138

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringue TERUMO 03 pièces 5ML Luer avec aiguille 21G - 40 x 0,8 mm.

- Type d'embout LUER centré.

Autres caractéristiques :

- Seringue Stérile par oxyde d'éthylène, apyrogènes.
- Sécurité et biocompatibilité : Le joint fabriqué à partir d'un élastomère synthétique inerte garanti sans latex minimise les risques d'interaction avec le produit injecté.
- Polypropylène médical évite tout risque d'allergie liée au latex.
- Avantage visuel : Cette seringue offre une transparence exceptionnelle et possède des graduations très lisibles.
- Possède un joint à double anneau de contact qui garantit une étanchéité totale et facilite la mobilité du piston dans le corps de la seringue.
- Conditionnée sous emballage unitaire pelable avec numéro de lot et date de péremption.
- Conditionnement : carton de 8 boîtes de 100 pièces.
- Condition minimum de vente : 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-terumo/2257-seringue-terumo-03-pieces-5ml-luer-avec-aiguille-21g-40x0-8mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com