

**FICHE PRODUIT**

Visuel non disponible

## Cuve de coloration EasyDip en polyoxyméthylène

Référence : SOC-EASYDIPCUVE

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Caractéristiques**

- Disponibles en 5 couleurs différentes pour faciliter l'indentification du contenu ou des applications: Blanc, bleu, vert, jaune, bleu;
- En plastique acétal résistant;
- Résiste à la plupart des colorants à base d'alcool et au xylène, mais pas au phénol;
- La base large du récipient permet une bonne stabilité;
- Le design de l'intérieur forme un rétrécissement; et permet d'utiliser une petite quantité de réactif de 80 ml seulement;
- Le couvercle évite les éclaboussures et l'évaporation;
- Dimension(lxLxH): 64 x 76 x 92mm;
- Condition minimum de vente: 1.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/226-cuve-de-coloration.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com