


FICHE PRODUIT

Seringue terumo 02 pièces 20 ml sans aiguille prémontée

Référence : TER-SST20ES

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringue TERUMO 02 pièces 20ml sans aiguille prémontée. Type d'embout LUER excentré.

Autres caractéristiques :

- Seringue stérile par oxyde d'éthylène, apyrogènes.
- Sécurité et biocompatibilité : Le joint fabriqué à partir d'un élastomère synthétique inerte garanti sans latex minimise les risques d'interaction avec le produit injecté.
- Polypropylène médical évite tout risque d'allergie liée au latex.
- Avantage visuel : Cette seringue offre une transparence exceptionnelle et possède des graduations très lisibles.
- Possède un joint à double anneau de contact qui garantit une étanchéité totale et facilite la mobilité du piston dans le corps de la seringue.
- Conditionnée sous emballage unitaire pelable avec numéro de lot et date de péremption.
- Conditionnement: carton de 05 boîtes de 100 pièces.
- Condition minimum de vente : 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-terumo/2263-seringue-terumo-02-pieces-20ml-sans-aiguille-premontee.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com