

FICHE PRODUIT



Mallette de transport rigide

Référence : SOB-MBT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Mallette de transport rigide

Description:

- En polyéthylène conçue pour le transport des boîtes Sodibox ou autres; elle Peut servir d'emballage tertiaire résistant et rigide dans le cadre du transport des échantillons de diagnostic : UN3373
- Peut contenir: 2 boîtes grand modèle ou 4 boîtes petit modèle ou tout autre modèle de boîte à prélèvement.
- Fermeture par une charnière maxiclip centrale.
- Légère (moins de 1,2 kg vide).
- Facilement transportable grâce à une poignée de préhension centrale.
- 2 mousses collées sur les parois latérales protègent des chocs éventuels;
- Chaque mallette est livrée avec: 2 dossiers suspendus en carton pour ordonnances, courrier...;
- 1 freeze-pack;
- Deux coloris au choix : Bleu, noir;
- Dimensions hors tout (Long. x Larg. x H.): 37 x 23 x 29cm;
- Compartiment utile (Long. x Larg. x H.): 29 x 21 x 28cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vente à l'unité

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sac-de-transport-antichoc-minibag/2265-mallette-de-transport.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com