

FICHE PRODUIT



Sonde urinaire à usage unique n° 8

Référence : SOC-SVF8

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Sonde urinaire à usage unique pour Fillettes/Adultes. N° charrière: 8

Description:

- Matériel polyvinyle souple transparent.
- L'extrémité distale est droite, fermée et arrondie.
- Elle comporte 2 orifices latéraux, polis, permet l'introduction sans traumatisme. L'autre extrémité comprend un godet de branchement. Stériles. couleur: noire.
- Longueur: 18 cm.
- Diamètre externe: 2,7 mm.
- Conditionnées en sachet unitaire pelable.
- Conditionnement minimum de vente: lot de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/227-sonde-urinaire-a-usage-unique-n-8.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com