

FICHE PRODUIT

Couvercles carton pré-imprimés, carton standard n°853

Référence : SOC-CST853

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Couvercles carton pré-imprimés, carton standard N°853;**Dimension:** 202 x 90mm.**Condition minimum de vente:** Sachet de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/couvercles-carton-pre-imprimes/2273-couvercles-carton-pre-imprimes-carton-standard-n-853.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com