

FICHE PRODUIT

Boîtes pour le transport des flacons de 150 ml

Référence : SOB-401SEL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîtes pour le transport des flacons de 150ml modèle 401:

Indication: permet de transporter des flacons de 150 ml en position verticale (recueils des selles principalement). ils Offrent une parfaite discrétion pour le patient.

Description:

- Peut contenir un flacon de hauteur 80 mm maximum.
- Possibilité de ranger également : deux tubes de 5 ml sur le côté (type MIF : conservateur pour parasitologie) et l'ordonnance.
- Livrées avec 1 couvercle carton pré-imprimé: Six coloris au choix;
- Dimensions(Long. x Larg. x H.): 111 x 88 x 83mm;
- Condition minimum de vente: Sachet de 50 boîtes + 50 couvercles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-pour-flacons-150-ml/2277-boartes-pour-flacons-150ml-modele-401.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com