

FICHE PRODUIT



Boîtes pour le transport des flacons de 40 et 60 ml

Référence : SOB-301UR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes pour le transport des flacons de 40 et 60ml modèle 301:

Indications: utilisées pour le transport des flacons de 40 ou 60 ml (recueils urinaires ou tout autre liquide biologique). Permettent de transporter en toute sécurité les flacons de 40 ou 60 ml en position horizontale

Description:

- . Livrées avec 1 couvercle pré-imprimé
- Dimensions(Long. x Larg. x H.): 111 x 67 x 50mm;
- Condition minimum de vente: Sachet de 50 boîtes + 50 couvercles.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-pour-flacons-150-ml/2278-boartes-pour-flacons-40-et-60ml-modele-301.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com