

FICHE PRODUIT



Boîte pour prélèvements bactériologiques

Référence : SOB-202BACT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîte pour prélèvements bactériologiques, modèle 202;

Description:

- Pour le transport du matériel de prélèvement bactériologique et gynécologique.
- Permettent de constituer une véritable trousse pour tous types de prélèvements: gorge, peau, urètre
- Livrée avec 1 couvercle carton pré-imprimé. Modèle 202 LONG Peut contenir: 4 écouvillons avec ou sans milieu de transport et/ou d'autres accessoires de prélèvements (Cervex-Brush, Viba brush, Spatules d'Ayres, Urethracell) et 3 lames.
- Les emplacements pour les lames permettent une préhension aisée: la lame bascule par simple pression du doigt;
- Dimensions(Long. x Larg. x H.): 242 x 100 x 30mm;

Condition minimum de vente: Sachet de 50 boîtes + 50 couvercles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-pour-prelevements-sang/2279-boarte-pour-prelevements-bacteriologiques-modele-202.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com