

FICHE PRODUIT

Boîtes pour prélèvements sanguins 111 x 88 x 22 mm

Référence : SOB-104MICRO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes pour prélèvements sanguins 111 x 88 x 22 mm Modèle 104, petit modèle;

Pour les prélèvements sous-vide ou traditionnels.

Livrées avec 1 couvercle carton pré-imprimé; Six coloris aux choix: Blanc, vert, jaune, bleu marine, rouge et bleu;

Dimensions(Long. x Larg. x H.): 111 x 88 x 22 mm;

Condition minimum de vente: Sachet de 50 boîtes + 50 couvercles.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-pour-prelevements-sang/2285-boartes-pour-prelevements-sanguins-petit-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com