

FICHE PRODUIT



Pèse personne électronique avec toise

Référence : SOC-GCDE820001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Poids maximal: 200Kg
- Mesure les taille comprises entre 70 et 190 cm.
- Peut fonctionner avec des piles rechargeables.
- Sensibilité:100g
- Pas de graduation de la toise: divisions de 0.5cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/2288-pese-personne-electronique-avec-toise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com