

FICHE PRODUIT

Conteneur en aluminium, couvercle rouge

Référence : SOC-GEU-161910

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Détails:

- Couvercle rouge.
- Joint en silicone.
- Dimensions 580 x 270 x 110mm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/conteneur-en-aluminium/2292-conteneur-en-aluminium-couvercle-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com