

FICHE PRODUIT



Set II de diapasons en acier Riester

Référence : RIE-5141

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Coffret en matière plastique contenant 5 diapasons en acier (n° 5161, n° 5164, n° 5166, n° 5168, n° 5170) en vue de la réalisation d'examens auditifs complets.

Ainsi, les fréquences les plus importantes sont à portée de main.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/diapasons-medicaux/2311-set-ii-de-diapasons-en-acier-riester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com