


FICHE PRODUIT



Trousse otoscope Riester Ri-scope HNO

Référence : RIE-3201

Description du produit

Description: Très complète pour une bonne pratique de toutes les explorations ORL de base.
à éclairage fibre optique

Caractéristiques techniques:

- Otoscope à fibre optique avec loupe de grossissement x 2,5 (+ loupe amovible x 4)
- Manche à piles de type C à technologie Sensomatic HL 2.5 V (ne fonctionne qu'au contact de la main) à piles de type C.
- Porte abaisse-langue éclairant.
- Ejecteur pour spéculum auriculaire.
- Spéculum nasal expansible éclairant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/otoscopes-et-ophtalmoscopes/2312-trousse-otoscope-riester-ri-scope-hno.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com