

FICHE PRODUIT



Chariot à instruments YC-96-J(-27)

Référence : SOC-TIA-YC96J27

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot à instruments YC-96-J(-27)

- Fabriqué en matière inoxydable de haute qualité, facile à nettoyer et sans danger.
- Dimensions totales : 1 025 mm x 490 mm x 1 160 mm.
- Dimensions d'expédition : 1 075 mm x 540 mm x 1 230 mm.
- Poids à l'expédition : 31 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/2314-chariot-a-instruments-yc-96-j-27.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com