

FICHE PRODUIT

Chariot à instruments YC96J2, Petit

Référence : SOC-TIA-YC96J2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot à instruments YC96J2, Petit

- * Structure en acier inoxydable.
- * Dimensions totales : 895 mm x 545 mm x 900 mm.
- * Dimensions d'expédition: 945 mm x 595 mm x 970 mm.
- * Poids à l'expédition : 36 kg (premier type).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/2317-chariot-a-instruments-yc96j2-petit.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com