

FICHE PRODUIT



Chariot à instruments YC-96-J(-26)

Référence : SOC-TIA-YC96J26

Description du produit

Chariot à instruments YC-96-J(-26)

- * Fabriqué en matière inoxydable de haute qualité, facile à nettoyer et sans danger.
- * Dimensions totales : 670 mm x 470 mm x 800 mm.
- * Dimensions d'expédition : 720 mm x 520 mm x 870 mm.
- * Poids à l'expédition : 24 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/2318-chariot-a-instruments-yc-96-j-26.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com