

FICHE PRODUIT



Chariot à instruments YC-96-J(-23)

Référence : SOC-TIA-YC96J23

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot à instruments modèle YC-96-J-09512

- Fabriqué en matière inoxydable de haute qualité, facile à nettoyer et sans danger.
- La surface de table peut être utilisée pour le stockage des instruments médicaux ou ceux d'opérations.
- Dimensions de la surface de travail : 425 mm x 425 mm x 743 mm.
- Dimensions globales : 480 mm x 480 mm x 820 mm.
- Dimensions d'expédition : 530 mm x 530 mm x 890 mm.
- Poids Net : 10 Kg
- Poids à l'expédition : 20 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/2321-chariot-a-instruments-yc-96-j-23.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com