


FICHE PRODUIT



Flacon pour compte d'addis - 500 ml - avec étiquette

Référence : SOC-F500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• DESCRIPTION

Flacon pour compte d'ADDIS.

Capacité volumique: 500 ML.

Dimensions (Ø base x Ø ouv. x Haut.) 81 x 54 x 139 mm

Matière : polyéthylène.

Forme cylindrique.

Fermeture par cape à vis jointée étanche, vissage rapide 1/4 de tour Non gradué.

Livré avec étiquette indiquant le mode d'emploi.

* **Conditionnement:** carton de 175 pièces.

* **Condition minimum de vente:** 1 pièce .

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/233-flacon-pour-compte-d-addis-500-ml-avec-etiquette.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com