

FICHE PRODUIT



Kit ral 555

Référence : RER-3615500000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Kit RAL 555 REACTIFS RAL

Pour une Coloration rapide des parasites tissulaires et sanguicoles en biologie médicale et vétérinaire.

Conditionnement minimum de vente: 3 x 100 ml.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/2335-kit-ral-555.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com