

**FICHE PRODUIT**



## Distributeur pour 250 couvre-sièges WC

Référence : KCP-DCST

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Distributeur pour 250 couvre-sièges WC ;

En plastique, de couleur blanche. Fermeture à clef;

Ce Distributeur pour couvre-sièges WC s'utilise avec des Couvre-sièges WC individuels Ref. KCP-CST

\* Dimension(Long.x Prof.x Haut): 42 x 5 x 32cm.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/couvre-sieges-et-distributeur/2341-distributeur-pour-250-couvre-sieges.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)