

FICHE PRODUIT



Portoir pour boîte vitri (pour 25 lames)

Référence : SOC-PP25L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoir pour boîte VITRI (pour 25 lames) :

Conseillée pour toutes les techniques de coloration y compris pour l'autoradiographie (couvercle emboîtant, de couleur noire, avec cavité pour déshydratant).

- * En polyoxyméthylène;
- * Bonne résistance chimique et mécanique;
- * Aucune partie métallique;
- * Livrée sans portoir;
- * (Long. x Larg. x Haut.): 90 x 80 x 41mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/235-portoir-pour-boarte-vitri-pour-25-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com