

FICHE PRODUIT

Pipetman micro-volume kit

Référence : GIL-F167500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le pipetman Micro-volume Kit Présente Une réelle économie par rapport à l'achat de pipettes et d'accessoires vendus séparément, ce Kit couvre l'ensemble des caractéristiques de la gamme Pipetman P pour répondre à l'ensemble de vos applications de pipetage.

Ce kit contient:

- * 3 modèles de Pipetman P; P2 (0.2-2µl) - P10 (0.5-10µl) et P100 (10-100µl)
- * les cônes Diamond (Boîte de 96 cônes) correspondants (c'est à dire Cônes à filtre stérilisés DFL10ST et DF100ST)
- * ainsi que les accessoires indispensables:
- * 3 portoirs individuels Single pour pipette.
- * 10 clips d'identification Coloris.
- * 1 guide GILSON du pipetage.

Garantie 01 AN.

Délai de livraison: 4 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetman/2353-pipetman-micro-volume-kit.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com