

FICHE PRODUIT

Portoir carroussel pour 06 finnpipette

Référence : THE-P6FOCUS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoir carroussel, Pour 6 Finn timer pipette FOCUS, RESEARCH ou COLOUR, avec Supports souples, Livré avec cloche de protection et Transport aisé, stable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-finnpipette/2363-portoir-carroussel-pour-06-finnpipette.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com