

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Portoir gris pour cuve de coloration EasyDip 12 lames

Référence : SOC-EASYDIP12L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Ce support est fabriqué à partir d'un matériau spécifique qui permet un séchage rapide dans un micro-onde ou à plus de 121°C;
- Disponible en 5 couleurs: Blanc, bleu, vert, jaune, bleu;
- Dimension(LxLxH): 60 x 64 x 97mm;
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie**Garantie 2 ans**

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/237-support-de-lames-gris-fonce.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com