

**FICHE PRODUIT**

## Séringues finntip stepper stériles 12,5ml

Référence : THE-SFS12S

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Séringues FINNTIP STEPPER stériles 12,5ml;**

- Incréments 250µl;
- permet de distribuer 5 volumes différents;
- 25 volumes au choix pour une distribution de 10 à 5000 µl;
- Condition minimum de vente: Boîte de 25.

### Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-finntip-stepper/2375-seringues-finntip-stepper-steriles-12-5ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com