


FICHE PRODUIT



Cônes à filtre axygén 5 - 300µl, rack stérile de 96

Référence : AXY-TF300RSMR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à filtre AXYGEN 5 - 300µl, rack stérile de 96; En Polypropylène MAXYMum Recovery; Couleur naturelle; Pointe coupée(droite); * En Polypropylène MAXYMum Recovery; * Filtre en polyéthylène haute densité; * Autoclavables à 121°C, 15 mn; * Rack à charnière protégée sous film; * Large gamme de volume de 0,5 à 1000µl; * Stérilisés par irradiation; * Absence de RNase, DNase; * Niveau d'endotoxine contrôlé; * Carton de 4800/96; * Condition minimum de vente: 1 boîte de 10 racks.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-axxygen/2380-cones-a-filtre-axxygen-5-300-l-rack-steriles-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com