

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Bocal cylindrique

Référence : SOC-B42L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bocal cylindrique avec bouchon émeri

- S'utilise avec un support en acier inoxydable

Nombre de lames: 42

Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bocal-cylindrique-en-verre/2386-bocal-cylindrique.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com