

## FICHE PRODUIT



# Biotainer 12 L

Référence : SOC-BIOT12L

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### BIOTAINER 12 L

- Emballage pour le transport, en température ambiante, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux conformes aux instructions d'emballage P620
- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
- ADR pour les expéditions routières
- IATA pour les expéditions aériennes
- IMDG pour les expéditions maritimes
- RID pour les expéditions ferroviaires
- Permet le transport de tubes à prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de Pétri, de flacons à prélèvements, de lames...
- **Trois versions:** 0,25L, 1,8L et 12L

**Dimensions hors tout(Longueur, Profondeur, Hauteur):** 270x260x370mm

**Dimensions du récipient(Hauteur):** 295

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Ø : 230;

**Conditionnement:** 1 pièce

**Condition minimum de vente:** 1 pièce.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/biotainer/2390-biotainer-12l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)