

FICHE PRODUIT

Paniers en fil d'acier inox avec anse, ronds, Dia 140mm

Référence : SOC-PR140

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Paniers en fil d'acier Inox avec anse, ronds, Ø 140 :

* Dimension (Ø x Haut.): 140 x 140mm;

* Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paniers-fil-d-acier-inox-anse/2396-paniers-en-fil-d-acier-inox-avec-anse-ronds-o-140mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com