


FICHE PRODUIT



Portoirs en polypropylène, pour tubes Dia : 20 mm, 4 x 10 40 trous

Référence : SOC-PK4020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Portoirs en POLYPROPYLENE, pour tubes Ø : 20 mm, 4 x 10 = 40 trous;

- * Incassables;
- * Autoclavables (121°C / 20 min);
- * Utilisables au réfrigérateur et bain-marie;
- * Repérage alpha-numérique des trous;
- * Superposables vides;
- * Dimensions (L x l x H): 246 x 105 x 72 mm;
- * Ø des trous: 20,5 mm;
- * Condition minimum de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-polypropylene/2397-portoirs-en-polypropylene-pour-tubes-a-20mm-4-x-10-40-trou.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com