


**FICHE PRODUIT**



## Portoirs en polypropylène, pour tubes Dia: 13 mm, 6 x 15 90 trous

Référence : SOC-PK9013

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

Portoirs en POLYPROPYLENE, pour tubes Ø : 13 mm, 6 x 15 = 90 trous :

- \* Incassables;
- \* Autoclavables (121°C / 20 min);
- \* Utilisables au réfrigérateur et bain-marie;
- \* Repérage alpha-numérique des trous;
- \* Superposables vides;
- \* Dimensions (L x l x H): 246 x 105 x 64 mm;
- \* Ø des trous: 13,5 mm;
- \* Condition minimum de vente: 1.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-polypropylene/2399-portoirs-en-polypropylene-pour-tubes-o-13mm-6-x-15-90-trou.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com