

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Conteneur en aluminium, couvercle bleu

Référence : SOC-GEU-161220

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Détails:

- Couvercle bleu
- Joint en silicone
- Dimensions 300 x 270 x 195mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/conteneur-en-aluminium/240-conteneur-en-aluminium-couvercle-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com