

FICHE PRODUIT



Portoirs en altuglass, pour tubes Dia:13mm, 2 x 6 12 trous

Référence : SOC-SAH12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques des Portoirs en ALTUGLASS, pour tubes Ø:13mm, 2 x 6 = 12 trous.

- Avec plateau inférieur noir.
- Dimension (L x l x H): 120 x 52 x 55mm;
- Ø des trous: 14mm.
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-altuglass/2403-portoirs-en-altuglass-pour-tubes-o-13mm-2-x-6-12-trous.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com