

FICHE PRODUIT



Morgue (chambre froide) 4 corps, Modèle Morg420

Référence : SOC-MORG420

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

La chambre froide 4 corps 2 portes est disponible avec 2 passages utiles de 65cm ou avec un passage de 80cm + un passage de 65cm.

Cette chambre est équipée en standard d'un châssis tout en inox complété par 2 civières plates et 2 civières avec réserve et bonde pour la préparation des corps.

Les civières sont elles aussi en inox de qualité 304 L.

Dimensions: L 1920 x P 2220 x H 2220.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit



<https://www.socimed.com/morgue/2406-chambre-froide-4-corps-modele-frima-morg420.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com