

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical 50 litres modèle vertical classe b sa-300vma

Référence : SOC-SA-300VMA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 50 litres modèle vertical classe b sa-300vma:

- Fonction de pré-vidé: oui.
- Contrôle de stérilisation: par température.
- Système de remplissage d'eau: remplissage automatique.
- Séchage: séchage automatique.
- Dimensions: 480(D) x 600(W) x 1000(H)mm.
- Dimensions de la chambre: 300 x 710mm(D).
- Consommation de l'eau par cycle: 1000~1200cc.
- Capacité de la chambre: 50 litres.
- Poids brut: 75 kg.
- Alimentation: 230 V 50 / 60 Hz.
- Affichage de température: affichage numérique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Affichage de pression: indicateur de pression.
- Affichage: affichage LED.
- Indication * porte fermée * niveau d'eau bas * affichage de surchauffe.
- Puissance d'énergie: 3000W/14Amp, Heater/2300W séchage à sec/600W, pompe à vide 100W.
- Choix de programme * 121°C/135°C
- Emballé/non emballé * sec/humide * programme spécial des liquides/PRION/ programme de stérilisation/test de Bowie-dick/programme de test de pompe à vide (au choix).
- Choix de température de stérilisation: 121°C/135°C.
- Choix de fonction spéciale: programme de stérilisation de liquides/PRION programme de stérilisation/programme de test à vide, au choix.
- Séchage: temps de séchage 0, 15, 30, 35, 40mn au choix.
- Séchage à vide: oui.
- Soupape de sécurité de pression: initialisation 2.6kg/cm².
- Protection en cas de surchauffe.
- Programme de protection de température.
- Dispositif de protection de température indépendant.
- Protection de surcharge électrique: oui.
- Protection en cas de surpression.
- Interrupteur de protection de pression.
- Soupape de sécurité.
- Indication de fermeture de porte: microcontact au niveau du capteur de la fermeture de la porte.
- Capteur du niveau d'eau dans la chambre: oui.
- Fermeture automatique de la porte sous pression: fermeture de la porte grâce à un soufflet en silicium.

Accessoires standards

- 1 bouteille 2000cc
- 1 pince agrippante en INOX.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 paniers en INOX.
- 1 couverture chauffante .
- Aucun disjoncteur: 2 installations internes.
- Norme: CE0434.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/2409-autoclave-vertical-50-litres-modele-vertical-classe-b-sa-300vma.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com