

FICHE PRODUIT



Cônes finntip en rack: 100 - 1 000µl, longueur 105, stériles

Référence : THE-1000LRSIVD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques des cônes FINNTIP en rack

- Stériles;
- Disponibles en sacs et/ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle Finntip 1000 long;
- Condition minimum de vente: 5 racks de 96 cônes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-en-rack/2418-cones-finntip-en-rack-100-1-000-l-longueur-105-steriles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com