

FICHE PRODUIT



Sachets pour stérilisation, pelables, auto-adhésifs

Référence : SOC-SSA90

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sachets pour stérilisation, pelables, auto-adhésifs

- * Sachets permettant d'emballer de petits instruments (ciseaux, pinces,...), matériel plastique ou verrerie avant la stérilisation en autoclave, par la vapeur ou par l'oxyde d'éthylène. Indicateurs incorporés qui virent du rose au brun (vapeur), du bleu au jaune (gaz OE).
- * 1 face papier filtre 60 gr/m2, 1 face complexe transparente permettant d'identifier le contenu;
- * Dimension(Larg. x Long.): 90 x 203mm;
- * Condition minimum de vente: Carton de 1000 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/2428-sachets-pour-sterilisation-pelables-auto-adhesifs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com