

FICHE PRODUIT



Cônes diamond en vrac/boîte: 100 - 1200µl ,longueur 53

Référence : GIL-F161101

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes DIAMOND en Vrac/Boîte: 100 - 1200µl ,longueur 53;

- * En polypropylène pur;
- * Sans colorant, ni additif;
- * Propriété hydrophobe et faible pouvoir d'absorption;
- * Autoclavables à 121 °C pendant 20 min;
- * Sachet refermable de 200 cônes;
- * Non stériles;
- * Modèle D1200;
- * Conditionnement 10 x 1000;
- * Condition minimum de vente: Boîte de 5 x 200 = 1000.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-diamond-en-vrac-ou-en-boite/2431-cones-diamond-en-vrac-boite-100-1200-l-longueur-53.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com