

FICHE PRODUIT

Chiffons réutilisables ultra-résistants wypall x80 en non tisse

Référence : SOC-WYPALLX80

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Chiffon WYPALL X80 en non tisse

Association de fibres de ouate de cellulose absorbantes et d'un matériau non tissé très résistant.

Toucher très proche du textile, surtout à l'état humide.

Doté d'une très grande résistance aux frottements et à la déchirure.

Superabsorption.

Réutilisable humide (à essorer, nettoyer, réessorer) ou à sec (pour une absorption immédiate et rapide).

Convient parfaitement aux usages répétés.

Spécifications :

- * 50 formats par pochette;
- * Dimension des formats: 31,5 x 36,5cm;
- * Conditionnement: Carton de 4 pochettes;
- * Condition minimum de vente: 1 pochette.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavettes-wypall-x50-wypall-x80/2436-chiffon-wypall-x80-en-non-tisse.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com