

FICHE PRODUIT



Carrés d'essuyage en non-tissé

Référence : SOC-ESSUINT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Carrés d'essuyage en non-tissé;
- 50 formats par pochette;
- Dimension des formats: 30 x 40cm;
- Conditionnement: Carton de 18 boîtes;
- Conditionnement minimum de vente: 1 boîte distributrice de 50 formats.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lavettes-wypall-x50-wypall-x80/2437-carres-d-essuyage-en-non-tisse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com