

FICHE PRODUIT

Finnpipette research IVD : 0,2 - 2 µl Micro

Référence : THE-FPRIVD2M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Molette de réglage du volume Sans risque de déchirure des gants,
- Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume,
- Code couleur du bouton poussoir rose (pour une Identification immédiate de la gamme de volume),
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire(outils fournis avec la pipette),
- Entièrement autoclavable à 121 °C.
- Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/2441-finnpipette-research-ivd-0-2-2-l-micro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com