

FICHE PRODUIT

Milieu de transport et/ou de conservation stuart liquide

Référence : COP-MSL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Milieu de transport et/ou de conservation STUART liquide

- Tube avec milieu sans écouvillon.
- Choix de l'écouvillon laissé au préleveur en fonction du site de prélèvement. Couleur du bouchon: Blanc. Stériles.
- Peut diluer l'échantillon prélevé.
- N'est pas une barrière efficace contre la pénétration de l'oxygène.
- Exclusivement POUR LES GERMES AEROBIES PEU EXIGEANTS.
- Examen direct au microscope possible.
- Pas d'ampoule en verre à casser avant emploi.
- Eponge en polyuréthane totalement inerte. L'écouvillon est immédiatement en contact avec le milieu liquide.
- Conditionnement par carton de 10 boîtes de 100 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/245-milieu-de-transport-et-ou-de-conservation-stuart-liquide.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com