

FICHE PRODUIT

Essuyeurs wypall L10, dévidage central

Référence : KCP-BEDC250

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs WYPALL L10 dévidage central :

- Parfaitement Adaptés aux essuyages fréquents de légères salissures et de petites quantités de liquides.
- équipés d'un dévidage central;
- Ouate de cellulose blanche;
- Absorbante et résistante;
- Longueur du rouleau: 95m;
- Ddiam ext. de la bobine: 130mm;
- 250 formats par rouleau;
- Dimension des formats: 20,5 x 38cm;

Condition minimum de vente: 9 bobines filmées soit 2250 formats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/2450-essuyeurs-wypall-l10-devidage-centrale.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com