

FICHE PRODUIT



Distributeurs bobines d'essuyage Diam ext. 130 mm

Référence : KCP-DBE160

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Distributeurs pour bobines d'essuyage Diamètre ext. 130 mm;

Distributeur en ABS; Dimensions(HxIxProf.): 31 x 16 x 16cm.

Conditionnement: Vente à l'unité.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeurs-d-essuie-mains/2457-distributeurs-pour-bobines-d-essuyage-a-ext-130-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com